

# CryOmega et CryOmega Flex



**Application clinique directe de protoxyde d'azote (-89°) par un dispositif agréable, économique et jetable.**

Il est d'un prix abordable, ne nécessite pas de recharge, n'est pas délicat.

**Efficace** – Application continue de protoxyde d'azote (-89°C) sur le site à traiter par un jet très fin et moins agressif que l'azote liquide.

**Agréable** – Simple. Activer une fois le système puis il reste prêt à l'emploi pour environ 12 à 30 à 40 applications de 3 à 20 secondes.

**Economique** – faibles coûts et résultats cryo-chirurgicaux lors de chaque traitement.

**Jetable** – simplement jeter le tout lorsque la cartouche est vide.

De plus, par son temps d'application beaucoup plus court sur la lésion, les douleurs sont fortement diminuées. Par exemple, un molluscum est traité en 3 secondes alors qu'une verrue vulgaire l'est en 10 à 20 secondes selon la grosseur.

**CryOmega Flex** possède tous les avantages de l'original CryOmega dispositif avec en plus un tube d'application flexible de 14 cm de long.

Les médecins peuvent maintenant traiter les lésions sur n'importe quelle partie du corps .

Le patient peut toujours être traité dans une position confortable .

## Informations pour le traitement au CryOmega et au CryOmega Flex

### Indications :

Verruca Vulgaris, Verruca Plantaris, Mollusca Contagiosa, Skin Tags, Lentigo, Actinic Keratosis, Verruca Plana, Seborrhic, Keratosis et Genital lesions.

La profondeur du gel en utilisant le CryOmega sera en fonction de la durée et de la distance de la pulvérisation de la surface traitée. La littérature médicale a beaucoup de rapports de différents moments de pulvérisation cryogénique. En plus de la distance de la pulvérisation de la lésion, l'épaisseur, l'emplacement et l'hydratation du tissu cible peut influencer sur les résultats. Les professionnels de santé doivent se familiariser avec les techniques de cryochirurgie lorsque vous utilisez le CryOmega .

*Although not exhaustive, the table below contains suggested freezing times as reported in the literature. These are wide ranges and provide only a guideline for consideration.*

Type of Lesion	Literature freeze time range	Reference number *
Verruca Vulgaris	10-20 sec.	3,4,5
Verruca Plantaris	10-20 sec.	4
Molluscum Contagiosum	3-10 sec.	4,6
Skin Tags	5-10 sec.	3,4
Lentigo	2-5 sec.	3,4,5
Actinic Keratosis	5 sec.	3,4
Verruca Plana	5-15 sec.	4,5
Seborrhic Keratosis	5-10 sec.	4
Genital Lesions	5-12 sec.	4



Pour de plus amples informations sur un produit, vous pouvez nous joindre:



Delpharm Sàrl  
Plantaz 10 1024 Ecublens  
Tel : 021.691.28.50 Fax 021.691.28.04  
Mail : delpharm@bluewin.ch