



**1** **MUST** use the swabs provided in the kit




**2** Squeeze **ONCE** to break.



**3**



**4** Holding bottle vertically, quickly fill the chamber to the rim (approximately 8 drops)



**\* Look closely! This is a positive result. Even if you see a very faint, pink Test Line and a blue Control Line, you must report the results as POSITIVE. The positive test line is usually very prominent, but test line intensity can vary.**

**+**



**-**




**⊘**




**If liquid has not moved across the Result Window in 1 minute, completely remove the swab and re-insert.**

Fiche de procédure ■ Tarjeta de Procedimientos

**1 IL EST IMPÉRATIF** d'utiliser les écouvillons fournis dans le coffret  
Utilise **UNIQUEMENT** les torundas suministradas en el kit



**2** Casser en exerçant **UNE SEULE** pression.  
Apretar **UNA VEZ** para romper.



**3**



**4** Tout en tenant le flacon à la verticale, remplir rapidement la chambre jusqu'au bord (environ 8 gouttes).

Sosteniendo el frasco en posición vertical, llene rápidamente la cámara hasta el borde (8 gotas aprox.).



\* **Regarder attentivement ! Voici un résultat positif. Même en cas de ligne de test rose très pâle et présence d'une ligne de contrôle bleue, il faut rapporter un résultat POSITIF. La ligne de test positive est généralement très proéminente, mais son intensité peut varier.**

\* **Mire con atención. Esto es un resultado positivo. Incluso si observa una línea de prueba rosa apenas visible y una línea de control azul, el resultado se considerará como POSITIVO. La línea de prueba positiva suele destacar, pero la intensidad de la línea de prueba puede variar.**



**Si le liquide n'a pas migré à travers la fenêtre de résultat en une minute, retirer complètement l'écouvillon et le réinsérer.**

**Si el líquido no atraviesa la ventana de resultados en un minuto, extraiga completamente la torunda e introdúzcala de nuevo.**